

## DAFTAR PUSTAKA

1. Mellado, V.J., Hernandes, A.E., & Vargas, B.R., 2004. Primary Prevention in Rheumatology: The Importance of Hyperuricemia. *Best Practise & Research Clinical Rheumatology*. Vol 18, No.2. pp.111-124.
2. Sarawek, S., 2007. Xanthine Oxidase Inhibition and Antioxidant Activity Of An Artichoke Leaf Extract (*Cynara scolymus L.*) And its Compounds. *A Dissertation Presented To The Graduate School Of The University Of Florida In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy*. University Of Florida. pp. 25
3. Murray, R.K., Granner, D.K., Mayes, P.A., & Rodwell, V.W., 2003. *Biokimia Harper*. Ed. 24. Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran EGC. hal.378-393.
4. Schuind, A.F., Remmelink, M., & Pasteels, L.J., 2003. *Co-Existent Gout and Septic Arthritis at The Wrist: A Case Report*. Departements of Orthopedics and Traumatology, and Histology Cliniques Universitaires de Bruxelles, Universite Libre de Bruxelles Erasme University Hospital, Brussels, Belgium. Hand Surgery, Vol 8, No 1. pp. 107-109.
5. Ganiswarna, S.G., 1995. *Farmakologi dan Terapi*. Ed.4. Bagian Farmakologi FK-UI. Jakarta. Hal. 243.
6. Lelyana, R., 2008. Pengaruh Kopi Terhadap Kadar Asam Urat Darah. Studi Eksperimen Pada Tikus *Rattus Norwegicus* Galur Wistar. *Program Pascasarjana Magister Ilmu Biomedik Universitas Diponegoro Semarang*.
7. Yamrewaf, H.P., Hardjono, A., Wahyuni., 2004. Ekstraksi Kurkumin Dari Temu. *Prosiding Seminar Nasional Rekayasa Kimia Dan Proses Jurusan Teknik Kimia, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta*.
8. Rita, S.W., 2010. Isolasi, Identifikasi, dan Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa Golongan Triterpenoid Pada Rimpang Temu Putih (*Curcuma zedoaria* (Berg.) Roscoe). *Jurusan Kimia FMIPA Universitas Udayana, Bukit Jim-baran*. Hal 20-26.
9. Backer, C.A., van den Brink, R.C.B., 1963. *Flora of Java*. Volume III. Groningen – The Netherlands: N.V.P Noorhof.
10. Watanabe, S., Tajima, T., Yamaguchi, T., and Fukui, T., 2004. Potassium Bromate – Induced Hyperuricemia Stimulates Acute Kidney Damage and Oxidative Stress. *Journal of Health Science*, 50, 647-653.


11. Anonim. Temu Putih (*Curcuma zedoaria*). ensiklopedia-tanaman-anti-kanker. Available from: <http://ccrcfarmasiugm.wordpress.com>.
12. Gunawan, D., Sudarsono., Wahyuono, S., Donatus, I.A., Purnomo., 2001, *Tumbuhan Obat 2 : Hasil Penelitian, Sifat-sifat dan Penggunaan PPOT*. UGM. Yogyakarta.
13. Latif, L., 2002., Pengaruh Jus Kering Rimpang Kunyit Putih (*Curcuma zedoaria Roscoe*). Terhadap Fertilitas Mencit Betina. *Skripsi*. Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Makassar.
14. Herianto., 2002., Uji Ekstrak Etanol Rimpang Kunyit Putih (*Curcuma zedoaria Roscoe*) Terhadap Radang Hati Mencit Dengan Parameter Waktu Tidur. *Skripsi*. Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Makassar.
15. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 1979. *Farmakope Indonesia*. Ed III. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; hal.401.
16. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 1986. *Sediaan galenik*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; hal.25.
17. Fahlen MT. 2009. Uric Acid Nephropathy. *Clinical Associate Professor of Medicine, Baylor College of Medicine*, Preident & CEO, Space City Associates of Nephrology.
18. Sukandar EY, Andrajati R, Sigit JI, Adnyana IK, Setiadi AP & Kusnandar. 2008. *ISO Farmakoterapi*. Jakarta. PT. ISFI Penerbitan.
19. Hidayat R. 2009. Gout dan Hiperuricemia. *Medicinus Scientific Journal of Pharmaceutical Development And Medical Application*. Vol.22. No 1.
20. Ernst, M.E., Clark, E.C., & Hawkins, D.W, 2005, Gout and Hyperuricemia, in Dipiro, J.T., Talbert, R.L., Yee, G.C., Matzke, G.R., Wells, B.G., Posey, L.M., ed.7, *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach*, The McGraw Hill Companies, 1539-1549.
21. Anderson, P.O., Knoben, J.E., Troutman, W.G., 2002, Gout Therapy, ed.10, *Handbook of Clinical Drug Data*, The McGraw Hill Companies, 757-763.
22. Katzung BG. 2001. *Farmakologi Dasar dan Klinik*. Ed. 8. Terjemahan oleh Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Salemba Medika. Jakarta ; Hal 487 – 490.

23. Wall, G.C., 2008, Gout and Hyperuricemia, in Burns, M.A.C., Wells, B.G., Schwinghammer, T.L., Malone, P.M., Kolesar, J.M., Rotschafer, J.C., Dipiro, J.T., *Pharmacotherapy principles & practice*, The McGraw Hill Companies, 891-897.
24. Dyke, K.V., Drugs Used in Gout. *Modern Pharmacology With Clinical Applications*, 441-447.
25. Kurokawa Y, Maekawa A, Takahashi M, and Hayashi Y., 1990. Toxicity and Carcinogenicity of Potassium Bromate-A New Renal Carcinogen. *Environmental Health Perspectives*. [serial on the internet]. Vol ; 87. Available from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1346331/>.
26. Retnowati, K., 2009. Pengaruh Infusa Akar Tempuyung (*Sonchus arvensis*) Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Pada Tikus Putih (*Rattus norvegicus*). *Skripsi*. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
27. Astari, E.Y., 2008. Pengaruh Pemberian Decocta Daun Dewa (*Gynura pseudochina* (L) DC ). *Skripsi*. Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
28. Kurniastuti, A., 2008. Pengaruh Pemberian Fraksi Etil Asetat Ekstrak Etanol 70% Herba Meniran (*Phyllanthus niruri* L.) Tehadap Penurunan Kadar Asam Urat Mencit Putih Jantan Galur BALB-C Hiperuricemia. *Skripsi*. Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
29. Redaksi Trubus, *Herbal Indonesia Berkhasiat Bukti Ilmiah & Cara Meracik* . Vol.8. Bogor. 469-473.

LAMPIRAN I

## **SKEMA KERJA PENELITIAN**

# PENGARUH EKSTRAK RIMPANG TEMU PUTIH (*Curcuma zedoaria*) TERHADAP KADAR ASAM URAT PADA KELINCI (*Oryctolagus cuniculus*)



## LAMPIRAN II

### KONVERSI DAN PERHITUNGAN DOSIS ALLOPURINOL

#### 1. Perhitungan Suspensi Allopurinol

Dosis allopurinol untuk manusia : 100 mg

Faktor konversi dosis manusia ke kelinci (BB 1,5 kg) : 0,07

$$\begin{aligned} \text{Dosis untuk kelinci dengan BB 1,5 kg} &= 100 \text{ mg} \times 0,07 \\ &= 7 \text{ mg} \end{aligned}$$

Acuan volume pemberian maksimum peroral untuk kelinci dengan bobot badan 2,5 kg = 20 ml

$$\begin{aligned} \text{Dosis untuk kelinci dengan bobot badan 2,5 kg} &= \frac{2,5}{1,5} \times 7 \text{ mg} \\ &= 11,6 \text{ mg} \end{aligned}$$

Sediaan stok yang dibuat = 100 ml

$$\begin{aligned} \text{Dibutuhkan allopurinol} &= \frac{11,6 \text{ mg}}{20 \text{ ml}} \times 100 \text{ ml} \\ &= 58 \text{ mg} \end{aligned}$$

#### 2. Penimbangan Allopurinol

Akan dibuat sebanyak 100 ml suspensi allopurinol sehingga allopurinol yang dibutuhkan sebanyak =  $\frac{11,6 \text{ mg}}{20 \text{ ml}} \times 100 \text{ ml} = 58 \text{ mg}$

$$\begin{aligned} \text{Bobot 20 tablet} &= 8,8 \text{ g} = 8800 \text{ mg} \\ &= 8800 \text{ mg}/20 \text{ tablet} \\ &= 440 \text{ mg/tablet} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bobot yang ditimbang} &= (58 \text{ mg}/100 \text{ mg}) \times 440 \text{ mg} \\ &= 255,2 \text{ mg} \text{ (setara dengan 58 mg)} \end{aligned}$$

### LAMPIRAN III

#### ANALISIS STATISTIK PENURUNAN KADAR ASAM URAT KELINCI YANG DIBERI PERLAKUAN DENGAN EKSTRAK ETANOL RIMPANG TEMU PUTIH (*Curcuma zedoaria*), YANG DIBANDINGKAN DENGAN KONTROL

Perlakuan	Replikasi / Penurunan kadar asam urat (mg/dl)			Jumlah	Rata-rata
	1	2	3		
Kontrol negatif (NaCMC)	0,4	0,5	0,3	1,2	0,40 ± 0,1
Ekstrak Etanol 0,9 g	0,9	0,5	1,1	2,5	0,83 ± 0,3
Ekstrak Etanol 1,8 g	1,2	1,1	1,1	3,4	1,13 ± 0,05
Ekstrak Etanol 3,6 g	1,6	1,1	1,4	4,1	1,36 ± 0,25
Kontrol positif (Allopurinol)	1,0	1,2	1,1	3,3	1,10 ± 0,1
Jumlah	5,1	4,4	5,0	14,5	
Rata-rata total					0,96

Tabel Analisis varian

Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F Hitung (Fh)	F Tabel (Ft)		Ket ss
					5 %	1 %	
Perlakuan	4	1,634	0,409	11,36	3,48	5,99	
Galat	10	0,360	0,036				
Total	14	1,994					

Kesimpulan :

4. Perbedaan dosis perlakuan memberikan efek yang sangat berbeda terhadap penurunan kadar asam urat kelinci.
5. Dosis antara 0,9-3,6 g/1,5 kgBB memberikan efek menurunkan kadar asam urat yang sangat nyata dibandingkan kontrol negatif.
6. Dosis 3,6 g/1,5 kgBB memiliki efek yang jauh lebih besar daripada kontrol positif sehingga perlu dipertimbangkan kemungkinan toksitasnya.

**LAMPIRAN IV**  
**GAMBAR-GAMBAR PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN**



Gambar 7. Temu Putih (*Curcuma zedoaria*) dan Rimpangnya



Gambar 9. Alat Humalyzer dan sentrifuge



Gambar 10. Serum Kelinci

## LAMPIRAN V



# LABORATORIUM FARMAKOGNOSI-FITOKIMIA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS HASANUDDIN

Kampus UNHAS Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10  
Telp. (0411) 588556, 586200, ext. 1093, Fax (0411) 590663, Makassar 90245

### DETERMINASI TUMBUHAN

Determinasi tumbuhan dilakukan di Laboratorium Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin dengan berpedoman pada Buku Flora of Java (Backer, C.A., and van den Brink, R.C.B., 1963). Hasil Determinasi tumbuhan sebagai berikut :

Suku : 207. Zingiberaceae  
1a., 2b., 6b., 7a..(12. Curcuma L.)

Marga : 12. Curcuma  
Jenis : 1b., 4b., 6a...(*Curcuma zedoaria* (Berg). Roscoe

Berdasarkan hasil determinasi tersebut maka diperoleh kepastian bahwa tumbuhan yang dideterminasi dan akan digunakan dalam penelitian ini adalah :  
**(*Curcuma zedoaria* (Berg). Roscoe**

Demikian keterangan determinasi ini diberikan untuk dipergunakan.

Makassar, 29 Desember 2010  
Kepala Lab. Farmakognosi-Fitokimia  
Fak. Farmasi Unhas

Prof. Dr. Gemini Alam, M.Si., Apt.  
Nip. 19641231 199002 1 005

## LAMPIRAN VI

**Fluitest® UA**  
URIC ACID



### Order information:

Catalog No.	Contents		
4848	R1	8 x 20 ml	R4 1 x 5 ml
4841	R1	4 x 100 ml	R4 1 x 5 ml

### Intended use:

Enzymatic in vitro test for the quantitative determination of uric acid in human serum and plasma.

### Summary:


Uric acid is the final product of purine metabolism in the human organism. Uric acid measurements are used in the diagnosis and treatment of numerous renal and metabolic disorders, including renal failure, gout, leukaemia, psoriasis, starvation or other wasting conditions, and of patients receiving cytotoxic drugs. The oxidation of uric acid provides for two approaches to the quantitative determination of this purine metabolite. One approach is the reduction of phosphotungstic acid in an alkaline solution to tungsten blue, which is measured photometrically. The method is, however, subject to interferences from drugs and reducing substances other than uric acid.

A second approach, described by Praetorius and Poulsen, utilizes the enzyme uricase to oxidize uric acid; this method eliminates the interferences intrinsic to chemical oxidation. Uricase can be employed in methods that involve the UV measurement of the consumption of uric acid or in combination with other enzyme to provide a colorimetric method.

The assay described here is a slight modification of the colorimetric method. The modifications were described by Siedel. This reaction, the peroxide reacts in the presence of peroxidase, DHBSA and 4-Aminonaphtyrene to form a quinoneimine dye. The intensity of the red color is proportional to the uric acid concentration and is determined photometrically.

### Test principle:

Colorimetric endpoint assay (Uricase-PAP-method)



The increase in absorbance is measured.  
Permeation absorbance & kurve.

### Reagent concentration:

R1:	
Phosphate buffer pH 7.4	50 mmol/l
DHBSA*	4 mmol/l
Uricase	60 U/l
POD	660 U/l
4-Aminonaphtyrene	1 mmol/l
Preservative	
*3,5-Dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonic acid	

### R4:

Uric acid	6 mg/dl (356.9 µmol/l)

### Preparation and stability:

R1: ready for use

R4: ready for use

The reagents are stable up to the expiry date in the label when stored light protected at +2°C to +8°C.

After opening: to expire date at +2°C to +8°C, protect from light  
21 days at +20°C to +25°C, protect from light

Coloration of the reagent (reagent blank at 546 nm, 1 cm > 0.2) indicates a contamination, damage during transport or due storage at higher temperatures.

### Specimen:

Serum/plasma

Collect serum using standard sampling tubes.

Heparin, or EDTA-plasma

Stability: 5 days at +2°C to +8°C

6 months at -20°C

### Urine

Collect urine without using preservatives.

Stability: Assay urinary uric acid as soon as possible. Do not refrigerate.

Centrifuge samples containing precipitate before performing the assay.

### Notes:

For in vitro diagnostic use.

Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents.

### Limitations - interference:

Criterion: Recovery within ±10% of initial values

Icterus: No significant interference up to an index I of 12 (approximate conjugated and unconjugated bilirubin concentration 12 mg/dl)

Hemolysis: No significant interference up to an index H of 50 (approximate hemoglobin concentration 50 mg/dl).

Lipemia (Intralipid). Triglycerides may interfere. There is poor correlation between turbidity and triglycerides concentration.

Elevated levels of ascorbic acid produces false low values.

Uricase reacts specifically with uric acid. Other purine derivatives can inhibit the uric acid reaction.

### Testing procedure:

Applications for automated systems are available on request

#### Materials provided

- Working solutions as described above

#### Additional materials required

- Calibrators and controls as indicated below
- 0.9% NaCl

#### Manual procedure:

Wavelength:	Hg[546 nm] (490 - 550)
Temperature:	+25 / +30 / +37°C
Cuvette:	1 cm light path
Zero adjustment:	against reagent blank one reagent blank per series only

	Blank	Calibrator	Sample
Calibrator/R4	—	20 µl	—
Sample	—	—	20 µl
R1	1000 µl	1000 µl	1000 µl

Mix, incubate for 5 min. at +37°C or 10 min at +20°C or +25°C.  
Read absorbance of the sample against reagent blank within 30 min.

#### Calculation:

By calibrator:

$$\frac{\Delta A_{\text{sample}}}{\Delta A_{\text{calibrator}}} \times \text{calibrator conc.} = \text{Uric acid conc.}$$

Unit conversion:  
mg/dl × 59.5 = µmol/l  
mg/dl × 0.059 = mmol/l

#### Measuring /reportable range:

0.2 – 20.0 mg/dl (11.9 – 1190 µmol/l)

Determine samples with uric acid concentrations > 20 mg/dl via the rerun function. On instruments without rerun function, manually dilute the samples with 0.9% NaCl or distilled/deionized water (e.g. 1 + 1). Multiply the result by the appropriate dilution factor (e.g. factor 2).

#### Expected values:

Serum/plasma:

Male: 3.4 – 7.0 mg/dl (202.3 – 416.5 µmol/l)

Female: 2.4 – 5.7 mg/dl (142.8 – 339.2 µmol/l)

#### Urine

(Reference range according to Krieg and Colombo)

Morning urine 37 – 92 mg/dl (2200 – 5475 µmol/l)

24 hour urine 200 – 1000 mg/24h (1200 – 5900 µmol/l/24h)

corresponding to 13 – 67 mg/dl (773 – 3986 µmol/l\*)

\*Calculated from a urine volume of 1.5 l/24h

Urine (Reference range according to Tietz)

Average diet: 250 – 750 mg/24h

Low purine diet: Male: < 480 mg/24h

Female: < 400 mg/24h

High purine diet: < 1000 mg/24h

Each laboratory should investigate the transferability of the expected values to its own patient population and if necessary determine its own reference range. For diagnostic purposes the uric acid results should always be assayed in conjunction with the patient's medical history, clinical examinations and other findings.

#### Analytical sensitivity (lower detection limit):

Detection limit: 0.2 mg/dl (11.9 µmol/l)

The lower detection limit represents the lowest measurable uric acid concentration that can be distinguished from zero.

# Fluitest® UA

URIC ACID



#### Imprecision:

##### Serum

Reproducibility was determined using human samples and controls ( $n = 20$ ). The following results were obtained:

Sample	Within run		
	Mean mg/dl	SD mg/dl	CV %
Sample1	4.23	0.03	0.74
Sample2	5.96	0.04	0.65
Sample3	11.49	0.06	0.53

Reproducibility was determined using human samples and controls ( $n = 20$ ). The following results were obtained:

Sample	Between day		
	Mean mg/dl	SD mg/dl	CV %
Sample1	4.70	0.04	0.92
Sample2	6.44	0.08	1.27
Sample3	11.03	0.13	1.20

#### Method comparison:

A comparison of the Analyticon Fluitest® UA (y) with a commercial obtainable assay (x) gave with 44 samples the following result:

$$y = 0.897 x - 1.149; \quad r = 0.9885$$

#### Quality Control:

##### Human Control Serum

Contronorm® Plus	5 x 5 ml	#1205
2C Contropath® Plus	2C x 5 ml	#1220
	5 x 5 ml	#1305
	20 x 5 ml	#1320

The control intervals and limits must be adapted to the individual laboratory and country-specific requirements. Values obtained should fall within established limits. Each laboratory should establish corrective measures to be taken if values fall outside the limits.

#### Calibration:

S1:	0.9% NaCl		
S2:	Bio Cal®	20 x 3 ml	# 1420
	Bio Cal® E	10 x 3 ml	# 1430

R4: calibrator provided in kit

#### Calibration frequency:

Two-point calibration is recommended

- after lot change
- as required following quality control procedures

#### Disposal:

Please note the legal regulations.

#### Literature:

- Babcock W et al A General Regression Procedure for Method Transformation. J Clin Chem Clin Biochem 1988;26:783-790
- Colombo J-P (ed) Klinisch-chemische Urindiagnostik. Rotkreuz: Labolive-Verlagsgesellschaft 1994:180.
- DiGiorgi J; Henry RJ, et al eds. Clinical Chemistry: Principles and Techniques. 2<sup>nd</sup> ed. New York: Harper and Row, 1974:532.
- Elking SM, Kabat HF. Am Soc Hosp Pharm. 1969;25:485.
- Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation, Clin Chem 1986;32:470-474
- Greiling H, Gressner AM, eds. Lehrbuch der Klinischen Chemie und Pathobiochemie, 3rd ed. Stuttgart/New York: Schattauer Verlag; 1995.
- Guder WG, Narayanan S, Wisser H, Zawta B. List of Analytes; Pre analytical Variables. Brochure in Complex: From the Patient to the Laboratory. Darmstadt: GIT Verlag 1995
- Haug HG. Diagnostik. 1972;16:137.
- Kageyama N. A direct colorimetric determination of uric acid in serum and urine with uricase-catalase system. Clin Chim Acta 1971;31:421-426.
- Kaiser E, et al. Wiener Klin Wschr. 1972;84:217.
- Keller H, ed. Klinisch-chemische Labordiagnostik für die Praxis, 2nd ed. Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag, 1991.
- Kim EK, wadel LD, sunderland MLE et al Observations on Diagnostic Kits for the Determination of Uric Acid. Clin Biochem. 1971;14:276-286.
- Krieg M et al Vergleichende quantitative Analytik klinisch-chemischer Kenngrößen im 24 Stunden-Urin und Morgerurin. J Clin Chem Clin Biochem 1986;24:863-869.
- Kueffer H. Therap Umschau, 1971;28:669.
- Praetorius E Poulsen H. Enzymatic Determination of Uric Acid with Detailed Directions. Scandinav J Clin Lab Investigation 1953;3:273-280. Mac Kay EM, Mac Kay LL. J Clin Invest 1927;4:235.
- Rice EW, Gorgan BS. Clin chem. 1952;8:181.
- Sing HP, et al Clin Chem. 1972;18:137.
- Thefeld W, Hoffmeister H, Busch EW et al. Normalwerte der Serumharnsäure in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht mit einem neuen enzymatischen Harnsäuretest. Dtsch Med Wschr 1973;98:380-384.



Analyticon® Biotechnologies AG  
Am Mühlenberg 10, 35104 Lichtenfels / Germany

(AB-GB-UA-01/2)

